

Способі одержання іонізованого екстракту листя брусниці з L-аргініном з антиоксидантною, протизапальною і антимікробною дією включає подрібнення сировини. Рослинну сировину екстрагують однократно водним розчином L-аргініну з рН=12,5 у співвідношенні 1:10 протягом 30 хвилин на водяній бані при температурі 90° С, одержаний витяг відфільтровують, потім піддають концентруванню у вакуум-випарному апараті при температурі 50-60 °С до співвідношення кількості екстракту до сировини 1:1.